

irit®

# ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации

## Manual Instruction



irit®  
[www.irit.com.ru](http://www.irit.com.ru)

Производитель: Шанхай АМП Имт&Эксп Ко., Лтд. (Китай) Shanghai AMP Imp&Exp Co., Ltd  
Адрес: Room 603, Wisdom Cube, No. 18, Shunyi Road, Putuo District, Shanghai, China  
Импортер: ООО «Рулеж» (Россия), 195213, Санкт-Петербург,  
ул. Лыцкоих Стрелков, д. 31, лит. А, помещение 11-Н, часть № 36

**МАССАЖЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ  
ELECTRIC MASSAGER**

**IR-3602**

**Main functions**

- Takes off the effect of weariness.
- Stimulates blood circulation.
- Relaxes and relieves muscle stress.

**Safety Instructions**

- **Attention: this appliance is not intended for professional use.**
- Read the manual carefully before the first use.
- DO NOT immerse the appliance in water or other liquids, It may cause serious damage.
- Keep the massager out of the reach of children.
- Never leave the massager unattended, when it is switched on.
- Never try to repair the appliance by yourself.
- Keep the appliance away from the high temperature sources, direct sunlight and moisture.
- Avoid big pressure on the appliance, it may cause some damage.
- **Warning:** If the massager using caused any cramps, consult with your doctor before the next use.
- It is also recommended to stop using the massager, if you have any skin damage or dermatitis.
- The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.

**Usage**

- Insert 3xAAA batteries (not included) into the batteries compartment.
- Either connect the massager with USB cable.
- Press ON button located on top of unit to start the massager.

**Cleaning**

- Use soft fabric to clean the appliance.

The importer retains his right to make changes in appearance and completeness of the item without preliminary notification to the customer.

For household usage only.

Do not leave unattended!

The date of manufacture is marked on the packaging

Service life is 2 years

Made in China

**SPECIFICATION:**

Power: 2 W

Powered by 3xAAA batteries (not included), usb cable

**Функции массажера**

- Снимает усталость.
- Стимулирует кровообращение.
- Расслабляет и снимает напряжение в мышцах.

**Меры безопасности**

- **Внимание:** данное устройство не предназначено для профессионального использования.
- Перед использованием прибора внимательно прочитайте всю инструкцию.
- Во избежание поломки не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Не пользуйтесь устройством в ваннных комнатах и около воды.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- В случае неисправности прибора обратитесь в сервисный центр.
- Не держите прибор вблизи источников высокой температуры.
- Избегайте сильного давления на прибор, так как это может привести к поломке массажера.
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей.
- **Внимание:** если использование массажера доставляет Вам дискомфорт, то перед повторным массажем проконсультируйтесь с врачом.
- Не рекомендуется пользоваться массажером, если у Вас имеются повреждения или воспаления кожных покровов.
- Не позволяйте пользоваться прибором лицам с ограниченными физическими или умственными возможностями или людям с отсутствием опыта и знаний, если они не были проинструктированы об использовании прибора лицом, отвечающим за его безопасность.

**Подготовка к работе и использование**

- Вставьте 3 батарейки типа AAA в отсек на корпусе прибора.
- Либо подключите массажер с помощью USB кабеля.
- Для включения массажера нажмите кнопку "ON".

**Чистка**

- Для очистки прибора используйте мягкую ткань.

Поставщик оставляет за собой право менять внешний вид и комплектность товара без уведомления покупателя.

Прибор предназначен только для бытовых целей.

Не оставляйте прибор без присмотра.

Дата изготовления указана на упаковке.

Срок службы прибора - 2 года

Сделано в Китае

Массажер электрический IR-3602

Производитель: Шанхай AMIP (Kunshan) Co., Ltd. (Kunshan) Shanghai AMIP Imp&Exp Co., Ltd

Адрес: Room 603, Wisdom Cube, No. 18, Shunli Road, Putuo District, Shanghai, China

Импортер: ООО «Рутек» (Россия), 195213, Санкт-Петербург, ул. Пальшиных Стрелков, д. 31, лит. А, помещение 11-Н, этаж № 36

Материал: пластик

Товар сертифицирован

Дата изготовления: 07/2020

5H4005072020

Технические характеристики:

Мощность: 2 В

Работает от 3х батареек AAA (в комплект не входят)

В комплекте USB кабель